

Batterij controle Boston

Via deze folder willen we u informeren over het controleren van de levensduur van de batterij van uw DBS systeem.

Levensduur batterij

De batterij heeft een gemiddelde levensduur van 3 tot 5 jaar. Hoelang de batterij meegaat hangt af van uw DBS instelling. U kunt via onderstaande stappen zelf thuis de levensduur van de batterij in de gaten houden. Advies om elke 2 weken/1 keer per maand contact te maken met uw afstandsbediening.

Stap 1

U maakt contact met uw afstandsbediening door de knop aan de rechterzijkant van de afstandsbediening in te drukken. Deze knop moet u ingedrukt houden totdat alle kleine cirkels onderaan in het beeldscherm van grijs naar groen verkleurd zijn.



Stap 2

Zo'n 3 maanden voordat de batterij vervangen moet worden zal na het volgen van stap 1, de volgende afbeelding in het scherm verschijnen.



Stap 3

Als u de ERI melding heeft gezien dan moet u op de eerst volgende werkdag contact opnemen met uw verpleegkundig specialist.



Stap 4

Ziet u deze afbeelding in het scherm?



De levensduur van uw batterij is nog voldoende. Controleer over 1 maand weer uw batterij.

Contact met de polikliniek Neurologie

Telefoonnummer polikliniek Neurologie: 020 566 2500.

Bereikbaar van maandag tot vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur.