

Batterij controle Medtronic DBS

Via deze folder willen we u informeren over het controleren van de levensduur van de batterij van uw DBS systeem.

Levensduur batterij

De batterij heeft een gemiddelde levensduur van 3 tot 5 jaar. Hoelang de batterij meegaat hangt af van uw DBS instelling. U kunt via onderstaande stappen zelf thuis de levensduur van de batterij in de gaten houden. Het advies is om elke 2 weken/1 keer per maand contact te maken met uw afstandsbediening.

Stap 1

- Stap 1.1
Ontgrendel de Samsung telefoon door de aan-uit knop in te drukken.
En veeg daarna naar boven om hem te ontgrendelen.
- Stap 1.2
Klik op de app met het icoon “Mijn DBS-Therapie”.
- Stap 1.3
Klik daarna op verbinden.



Stap 1



Stap 2



Stap 3

Stap 2

Druk 1 seconde op de aan/ uit knop op de witte connector. Deze is aangegeven met pijl nummer 3 op de afbeelding.




Stap 3

Klik op de telefoon op het batterij icoon. Zoals aangegeven op de afbeelding hieronder.



Stap 4

De bovenste batterij (nummer 1) geeft aan hoe het met de levensduur van uw batterij in het lichaam is. Als het eruitziet zoals op de afbeelding hoeft u nu niets te doen en sluit u de app af en controleert u over 1 maand de batterij weer.



Is de bovenste batterij (nummer 1) oranje zoals onderstaande foto? Dan is uw batterij bijna leeg. Neem de eerst volgende werkdag contact op met de verpleegkundig specialist.



Contact met polikliniek Neurologie

Telefoonnummer polikliniek Neurologie: 020 566 2500

Bereikbaar van maandag tot vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur.