

Thuismeten van de temperatuur

In deze handleiding leggen we stap voor stap uit hoe u uw temperatuur meet via uw oor.

Stap 1 	Klaarmaken thermometer • Plaats het beschermhoesje op het uiteinde van de thermometer. • Zet dan de thermometer aan.
Stap 2 	Temperatuur meten • Breng het uiteinde van de thermometer in uw oor om de temperatuur te meten. • Druk op het knopje. • U temperatuur wordt nu gemeten.
Stap 3 	Uw meting invoeren • Lees uw temperatuur af van het scherm • Ga naar uw Mijn Dossier-account • Open het menu • Klik op 'Zelf metingen invoeren' • Vul hier uw temperatuur in

Heeft u vragen over het meten van uw temperatuur en is het geen spoed? Stuur dan een bericht naar uw zorgverlener via Mijn Dossier (Menu > Een bericht verzenden).

Heeft u vragen over Mijn Dossier? Neem dan contact op met het Digipunt!

Telefoon: 020 - 444 33 36 (maandag t/m vrijdag 8:00-16:30)

E-mail: digipunt@amsterdamumc.nl